


# ASKLÉSANTÉ

## Accessoires de Positionnements \*

Accessori di posizionamento  
Accesorios de Posicionamientos

Positioning Accessories

Accessoires voor de positionering  
Lagerungshilfe zur Vorbeugung



\* Coussins de série de Positionnement des hanches et des genoux, pour patient polyhandicapés, en position allongée.

VCP01	VCP02	VCP03	VCP04	VCP05	VCP06
VCP07	VCP08 : T > 165 cm	VCP09	VCP10	VCP11 : T < 165 cm	VCP12

VTM/54	VDT41A/SIL VDT45A/SIL	VDT41A/HIPH VDT45A/HIPH	VTLA/HIPH	VTLAXL/HIPH	VTAC410 VTAC450	VGLS13U

	← Protections des accessoires Microbilles - Microbeads accessories covers - Fundas de Accesorios de Microbollas					
90°	≤5000ppm				06 PS	EN NF 597 -I & 2 CRIBV
	← Protections amovibles - Removable Covers - Funda amovible - Auswechselbarer Bezug - Fodera rimovibile					



Garantie Légale : 2 ans  
Legal Guarantee : 2 years  
Gesetzliche Garantie : 2 jahres

Cachet du distributeur / Distributor stamp :

Garanties Legale : 2 jaar  
Garanzia Legali : 2 anni  
Garantía Legal : 2 años



# ASKLÉSANTÉ

Réf. : PA0020109\_3  
 mai : le 18/11/2009

	<ul style="list-style-type: none"> <li>F Lavage interdit</li> <li>GB Do not wash</li> <li>I Lavaggio vietata</li> <li>E Lavado prohibe</li> <li>D Waschen verboten</li> <li>NL Waszen verboden</li> </ul>	<b>Utilisation Use</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>F Lavage modéré jusqu'à 90°C. (Principe ColdDown conseillé)</li> <li>GB Wash in water, maximum 90°C</li> <li>I Lavaggio all' acqua, temperatura massima 90°</li> <li>E Lavado con agua, temperatura máxima 90°C,</li> <li>D Waschen mit Wasser, T° maxi 90°C,</li> <li>NL Wasbaar met water op max 90°C, trage mechanische beweging</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>F Ne pas nettoyer à sec</li> <li>GB Do not dry clean</li> <li>I Non lavare a secco</li> <li>E Limpieza en seco prohibido</li> <li>D Chemische Reinigung ausgeschlossen.</li> <li>NL Niet geschikt voor droogkuis,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>F Ne pas repasser.</li> <li>GB Do not Iron</li> <li>I Non stirare</li> <li>E Planchado prohibido</li> <li>D Bügeln ausgeschlossen</li> <li>NL Niet strijikbaar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>F Attention, voir manuel et (ou) notice d'utilisation</li> <li>GB Read user manual before installation</li> <li>I Attenzione leggere il manuale di utilizzazione</li> <li>E Atención, ver manual de utilización</li> <li>D Vorsicht: siehe Handbuch und (oder), Bedienungsanleitung</li> <li>NL Opgelet, voor gebruik de handleiding en instructies nakijken</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>F Solution diluée à &lt; 5000 ppm maximum</li> <li>GB Bleach up to 5000 ppm Chlorine allowed</li> <li>I Cloraggio a 5000 ppm autorizzato</li> <li>E Clorado a 5000 ppm autorizado</li> <li>D Maximale Konzentration von Chlor erlaubt = 5000 ppm</li> <li>NL Reinigen met Chloor tot 5000 ppm toegestaan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>F Usage d'un produit détergent -désinfectant de surface validé</li> <li>GB Only use authorized detergent-disinfectant cleaning products</li> <li>I E' possibile utilizzare un detergente-disinfettante sulla superficie</li> <li>E Uso de un producto detergente-desinfectante de superficie validado</li> <li>D Für die Oberfläche ausschließlich ein zugelassenes Desinfektionsreinigungsmittel verwenden.</li> <li>NL Gebruik een gevalideerd oppervlakteontsmettend detergentproduct</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>F Séchage avec contrainte thermique réduite.</li> <li>GB Tumble drying at moderate temperatures allowed</li> <li>I Seccaggio a macchina autorizzato (a temperatura moderata)</li> <li>E Secado en tambor autorizado, temperaturas moderadas</li> <li>D Trocknen in der Trommel zugelassen, mäßige Temperatur</li> <li>NL Drogen in droogkast op matige temperatuur</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>F Conforme aux directives européennes applicables</li> <li>GB Use conforms to European Norm</li> <li>I Conforme alle direttive applicabili europee.</li> <li>E Conforme con las directivas europeas aplicadas</li> <li>D Im Einklang mit den geltenden EU-Richtlinien</li> <li>NL Conform de geldende Europese Normen</li> </ul>	

Nom / Name : ..... Tél / Phone : .....  
 Prénom / First name : ..... Fax : .....  
 Société / Company : ..... Mail : .....  
 Adresse / Address : .....

Bon de commande à faxer au: 04 66 02 15 00

Please fax your purchase order to: +33 4 66 02 15 00

Références References	Produits Products	Quantités Quantities	Références References	Produits Products	Quantités Quantities	Références References	Produits Products	Quantités Quantities
VDT41A/HIPH			VTAC410			VCP01		
VDT45A/HIPH			VTAC450			VCP05		
VDT41A/SIL			VCP08			VCP06		
VDT45A/SIL			VCPI I			VCPI0		
VCDA/50			VCP09			VCPI2		
VTLA/HIPH			VCP07			VCP/KIT01 Kit découverte Discovery Kit	VCP01-VCP02-VCP03 VCP04-VCP05-VCP06 VCP07-VCP09-VCP10 VCPI I-VCPI2	
VTLAXL/HIPH			VCP02			VCP/KIT02 Kit découverte Discovery Kit	VCP01-VCP02-VCP03 VCP04-VCP05-VCP06 VCP07-VCP08-VCP09 VCPI0-VCPI2	
VGLS13U			VCP03			VOAOH		
VTM/54			VCP04					



\* P A 0 0 1 0 0 4 3 \*

MAJ le 15/03/2010

Fabriqué par - Made by - Fabricado da - Fabricado por - Hergestellt von - Geproduceerd door :  
 ASKLÉSANTÉ - 200 rue Charles Tellier 30034 Nîmes cedex I  
 France Tél: +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax: +33 (0)4 66 02 15 00

[www.askle.com](http://www.askle.com)